

E 710/1

Insats

för optimal placering av 4 DIN-containrar inklusive lock.



- Containerstorlek 150 x 300 x 600 mm
- Lockstorlek: 30 x 300 x 600 mm
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)

EAN: 4002513369199 / Materialnummer: 05848260 / Gamla materialnummer: 69571002D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Vagnar för behållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av containrar	•
Kapacitet	
DIN-containrar, höjd 15 cm [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	450
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, bruttohöjd i mm	740
Ytermått, bruttbredd i mm	800
Ytermått, bruttodjup i mm	1200
Nettovikt i kg	29,00
Bruttovikt i kg	38,00
Bipack	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan magneter) [antal]	1