


E 965

Tillbehör

för optimal placering av glasbägare 250 - 600 ml.



- Utrustad med 15 x 3 hållarpinnar för glasbägare 250-600 ml

EAN: 4002513369229 / Materialnummer: 05848290 /
Gamla materialnummer: 69596501D

| | |
|------------------------------|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora laboratediskmaskiner | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8527 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategori | |
| Tillbehör för glasbägare | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglas | • |
| Kapacitet | |
| Glasbägare [antal] | 98 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Yttermått, nettohöjd i mm | 173 |
| Yttermått, nettobredd i mm | 357 |
| Yttermått, nettodjup i mm | 522 |
| Yttermått, bruttohöjd i mm | 280 |
| Yttermått, bruttbredd i mm | 540 |
| Yttermått, bruttodjup i mm | 560 |
| Nettovikt i kg | 2,07 |
| Bruttovikt i kg | 2,86 |