


E 963

Tillbehör

för optimal placering av glasbägare upp till 250 ml.

EAN: 4002513369236 / Materialnummer: 05848300 / Gamla materialnummer: 69596301D



- Utrustad med 33 x 3 hållarpinnar för glasbägare upp till 250 ml

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för glasbägare	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Glasbägare [antal]	98
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	155
Ytermått, nettobredd i mm	357
Ytermått, nettodjup i mm	522
Ytermått, brutt höjd i mm	285
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	1,58
Bruttovikt i kg	1,70