


E 742

Tillbehör

för optimal placering av diverse diskgoods.



- För användning i insats E 741/1

EAN: 4002513369854 / Materialnummer: 05848320 / Gamla materialnummer: 69574201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	83
Ytermått, nettobredd i mm	220
Ytermått, nettodjup i mm	458
Ytermått, brutthöjd i mm	90
Ytermått, bruttbredd i mm	225
Ytermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	0,49
Bruttovikt i kg	0,69