


E 960/1

Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade Erlenmeyerkolvar.



- Utrustad med 20 stora och 26 små fjädrande hakar
- Passar för vidhalsade Erlenmeyerkolvar och mätcylindrar

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 /

Gamla materialnummer: 69596002D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för vidhalsade glas	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Erlenmeyerkolvar [antal]	46
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	185
Yttermått, nettobredd i mm	357
Yttermått, nettodjup i mm	522
Yttermått, bruttohöjd i mm	280
Yttermått, bruttbredd i mm	530
Yttermått, bruttodjup i mm	560
Nettovikt i kg	0,80
Bruttovikt i kg	0,90