


E 960/1

Tillbehör

för optimal placering av vidhalsade Erlenmeyerkolvar.



- Utrustad med 20 stora och 26 små fjädrande hakar
- Passar för vidhalsade Erlenmeyerkolvar och mätcylindrar

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 / Gamla materialnummer: 69596002D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för vidhalsade glas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Kapacitet</b>	
Erlenmeyerkolvar [antal]	46
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	357
Ytermått, nettodjup i mm	522
Ytermått, bruttohöjd i mm	280
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttodjup i mm	560
Nettovikt i kg	0,80
Bruttovikt i kg	0,90