

O 177/1

Överkorg

för optimal rengöring med 26 dysor och placering av diverse insatser.



- Höger sida för placering av diverse korgar
- Vänster sida med 26 dysor och 7 trattar, löst bifogade
- Utrustad med höjjusterbart hållargaller
- Lastningshöjd 230/205 mm
- Höjjusterbar: – 20 / – 40 mm

EAN: 4002513412413 / Materialnummer: 05913050 / Gamla materialnummer: 69117702D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Roterande instrument [antal]	11
Ihåliga instrument [antal]	22
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	263
Ytermått, nettobredd i mm	498
Ytermått, nettodjup i mm	455
Ytermått, bruttohöjd i mm	280
Ytermått, bruttbredd i mm	545
Ytermått, bruttodjup i mm	560
Nettovikt i kg	3,70
Bruttovikt i kg	4,52