


E 902/1

Insats

för placering av upp till 3 MIC-OP-satser i modulsystemet.



- Passar för 6 moduler med integrerade dysor/adaptrar
- Övre & nedre plan fritt för placering av insatser , t.ex. E 142
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (inkl. magneter ML)
- Samtidig rengöring av trådkorgar och MIC-OP-satser

EAN: 4002513505542 / Materialnummer: 06059530 / Gamla materialnummer: 69590202D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagnar för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	3
SPRI-trådkorgar [antal]	1
MIC-satser [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	620
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	650
Ytermått, bruttbredd i mm	650
Ytermått, bruttdjup i mm	800
Nettovikt i kg	24,00
Bruttovikt i kg	34,00
Bipack	
E 362 Blindskruv [antal]	6
E 444 Trumma för kalljuskabel/sugslangar [antal]	3
E 445 – 12 hättor för spolhylsa E 442, öppning med Ø 6 mm [antal]	2
E 446 – 12 hättor för spolhylsa E 443, öppning med Ø 10 mm [antal]	1
E 905/1 Modulinsats för korta MIC-instrument [antal]	3
E 906/1 Modulinsats för långa MIC-instrument [antal]	3
2 m silikon slang Ø 5 mm	•
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1