

E 741/1

Insats

för optimal placering av moduler på 1-4 plan.



- Beroende på diskgodsets storlek kan upp till 3 moduler användas
- Vagnarna kopplas till tillloppet för vatten och torkningsluft
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt

EAN: 4002513512267 / Materialnummer: 06070360 / Gamla materialnummer: 69574102D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga vagnar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	680
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, bruttohöjd i mm	550
Ytermått, bruttbredd i mm	640
Ytermått, bruttdjup i mm	650
Nettovikt i kg	12,00
Bruttovikt i kg	12,80