


E 745/1

Tillbehör

för optimal placering av upp till 104 pipetter.



- Passar för 104 pipetter upp till 540 mm
- Hållarram med fackstorlek 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materialnummer: 06233580 / Gamla materialnummer: 69574502D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
Produktkategori	
Tillbehör för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	104
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	288
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, bruttohöjd i mm	415
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	590
Nettovikt i kg	24,60
Bruttovikt i kg	25,00