

MF/3
transportvagnar
för i- och urlastning av diskdesinfektorer.



- För enkel hantering av insatser
- Lyftteknik som manövreras med fotreglage
- Utrustad med 2 låsbara hjul
- Inkörningshöjd 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Materialnummer: 06392900 / Gamla materialnummer: 69200107D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Förvarings-/transportsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1182
Ytermått, nettobredd i mm	660
Ytermått, nettodjup i mm	807
Ytermått, bruttohöjd i mm	430
Ytermått, bruttbredd i mm	800
Ytermått, bruttodjup i mm	1200
Nettovikt i kg	34,20
Bruttovikt i kg	52,40