

E 529

Insats

för optimal placering av 4-5 ögon-OP-satser.



- 2 plan för placering av trådkorgar
- 1 plan med 16 resp. 30 injektordysor
- E 478/1 kan anslutas till tillloppsörret
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)

EAN: 4002513792553 / Materialnummer: 06415950 / Gamla materialnummer: 69552901D

| | |
|--|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| Produktkategori | |
| Vagn för oftalmologiska instrument | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av oftalmologiska instrument | • |
| Kapacitet | |
| OP-satser för mikroinstrument [antal] | 4-5 |
| Ihåliga instrument [antal] | 46 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 471 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 530 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 645 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 550 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 640 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 650 |
| Nettovikt i kg | 14,00 |
| Bruttovikt i kg | 21,00 |