

E 474/4

Tillbehör

för optimal placering av upp till 2 MIC-satser i modulsystemet.



- För placering av ihåliga instrument i 3 insatsmoduler
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- För placering av: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmskontroll

EAN: 4002513805536 / Materialnummer: 06439160 / Gamla materialnummer: 69547405D

| | |
|---|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8536 | • |
| Produktkategori | |
| Vagnar för MIC-instrument | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av MIC-instrument | • |
| Rengöring av dentalinstrument | • |
| Kapacitet | |
| MIC-satser [antal] | 2 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 507 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 535 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 515 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 540 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 540 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 630 |
| Nettovikt i kg | 10,17 |
| Bruttovikt i kg | 10,17 |
| Bipack | |
| E 362 Blindskruv [antal] | 2 |
| E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal] | 3 |