


U 184/1

Underkorg

för optimal placering av centrifugrör, vialer och reagensglas.

EAN: 4002513805659 / Materialnummer: 06439180 / Gamla materialnummer: 69118403D



- Utrustad med 96 injektordysor
- Kan bara användas med överkorg O 175/O 187/O 184
- Lastningshöjd: ca. 170 mm

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	170
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	515
Ytermått, nettodjup i mm	531
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	5,00
Bruttovikt i kg	6,00
Bipack	
ID 90, Injektordysa Ø 2,5 mm, längd 90 mm [antal]	96