

E 436/3

Insats

för optimal placering av ca. 3 anestesisetser.



- Passar för ca. 3 anestesisetser
- 8 dysor med fjädrande hållare för anestesislanger upp till 1,5 m
- Placering i spiral
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmskontroll

EAN: 4002513805673 / Materialnummer: 06439240 / Gamla materialnummer: 69543604D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för anesthesiinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Kapacitet	
AN-satser [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	507
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	535
Ytermått, bruttohöjd i mm	510
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	520
Nettovikt i kg	6,60
Bruttovikt i kg	7,00
Bipack	
E 430/1 1/3 Trådkorg [antal]	1
E 431 Injektordysa för veckad bälg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 Hållare för veckade anestesislanger [antal]	1
E 433 Hållare för anestesislanger av silikon [antal]	2
E 434 Hållare för pediatrika anestesislanger [antal]	1
E 466 Injektordysa 8 x 333 mm, för Rubens-blåsa [antal]	6
E 496 Injektordysa 4 x 120 mm [antal]	10