

E 427

Tillbehör

för optimal placering av 6 laryngoskop.



- Passar för 6 laryngoskop

EAN: 4002513808209 / Materialnummer: 06442120 / Gamla materialnummer: 69542701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för anesthesiinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	92
Ytermått, nettobredd i mm	210
Ytermått, nettodjup i mm	134
Ytermått, bruttohöjd i mm	164
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,90
Bruttovikt i kg	1,00