


U 874/1

Underkorg

för optimal placering av diverse moduler och korgar.



- Lastningshöjden kan variera med olika överkorgar
- Hållaranordning f. magnetlist ML/2 för aut. igenkänning av insats

EAN: 4002513808919 / Materialnummer: 06442940 / Gamla materialnummer: 69187403D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Insats	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	50
Ytermått, nettobredd i mm	531
Ytermått, nettodjup i mm	515
Ytermått, bruttohöjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttodjup i mm	545
Nettovikt i kg	2,10
Bruttovikt i kg	2,97