

E 715/1

Insats

för placering av upp till 4 AN-satser eller 12 anestesislanger (1,5 m) och tillbehör.



- Placering av anestesislangerarna på spiralhållare
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)

EAN: 4002513872699 / Materialnummer: 06491890 / Gamla materialnummer: 69571502D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Vagnar för anesthesiinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Kapacitet	
AN-satser [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	530
Ytermått, nettobredd i mm	600
Ytermått, nettodjup i mm	645
Ytermått, bruttohöjd i mm	560
Ytermått, bruttbredd i mm	640
Ytermått, bruttodjup i mm	680
Nettovikt i kg	9,70
Bruttovikt i kg	10,00
Bipack	
E 430/1 1/3 Trådkorg [antal]	1
E 431 Injektordysa för veckad bälg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 Hållare för veckade anestesislanger [antal]	1
E 433 Hållare för anestesislanger av silikon [antal]	3
E 434 Hållare för pediatrika anestesislanger [antal]	1
E 466 Injektordysa 8 x 333 mm, för Rubens-blåsa [antal]	6
E 496 Injektordysa 4 x 120 mm [antal]	15
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan magneter) [antal]	1