

E 729

Tillbehör

för optimal placering av upp till 4-5 ögon-OP-satser på 3 plan.



- 2 plan för placering av 4 DIN-trådkorgar
- 1 plan med 16 resp. 30 injektordysor
- E 478/1 kan anslutas till tillloppsroret
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)

EAN: 4002513893274 / Materialnummer: 06517580 / Gamla materialnummer: 69572901D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn för oftalmologiska instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	4
SPRI-trådkorgar [antal]	2
OP-satser för mikroinstrument [antal]	4-5
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	471
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	650
Nettovikt i kg	14,40
Bruttovikt i kg	16,40
<b>Bipack</b>	
E 476 Hållare [antal]	1
E 477 Stopp [antal]	1
E 790 Adapter Luer lock, hona mot hona [antal]	8
E 791 Adapter Luer lock, hona mot hane [antal]	8
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan magneter) [antal]	1