

E 479

Hållare

för mikroinstrument med upp till 4 mm Ø.



- Kan användas i trådkorgar med 5 mm maskvidd
- 50 stycken per påse

EAN: 4002513918175 / Materialnummer: 06553750 / Gamla materialnummer: 69747901D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Transparent
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	5
Ytermått, nettobredd i mm	21
Ytermått, nettodjup i mm	21
Ytermått, bruttohöjd i mm	95
Ytermått, bruttbredd i mm	110
Ytermått, bruttdjup i mm	80
Nettovikt i kg	0,19
Bruttovikt i kg	0,23