

E 494  
Tillbehör  
för lös placering av 5 mikrotiterbrickor.



EAN: 4002513926064 / Materialnummer: 06570920 / Gamla materialnummer: 69549401D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av diverse objekt	•
<b>Kapacitet</b>	
Mikrotiterplattor [antal]	5
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	35
Ytermått, nettobredd i mm	205
Ytermått, nettodjup i mm	440
Ytermått, bruttohöjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	265
Ytermått, bruttodjup i mm	180
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,00