


A 12/1

Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtåligt disk gods, genom att spolstrålen bryts.

EAN: 4002513975697 / Materialnummer: 06629670 / Gamla materialnummer: 69501203D



- Med utstansningar 7 x 7 mm
- Kan användas i över- och underkorg
- Rekommenderad användning i PG 8536

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underlägg	•
Täcknät	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1
Ytermått, nettobredd i mm	224
Ytermått, nettodjup i mm	429
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	280
Ytermått, bruttodjup i mm	510
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,56