

E 430/1  
Tillbehör  
för optimal placering av diverse instrument.



- Trådkorg med maskvidd på 5 mm

EAN: 4002513984422 / Materialnummer: 06643200 / Gamla materialnummer: 69743003D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Trådkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	40
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutt höjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	160
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	0,36
Bruttovikt i kg	0,48