

E 430/1
Tillbehör
för optimal placering av diverse instrument.



- Trådkorg med maskvidd på 5 mm

EAN: 4002513984422 / Materialnummer: 06643200 / Gamla materialnummer: 69743003D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	40
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	160
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	0,36
Bruttovikt i kg	0,48