

E 404/1

Insats

för optimal placering av upp till 38 pipetter.



- Passar för 38 pipetter i 3 rader
- 1. raden: 10 pipetter à 100 ml (u.t. 550 mm), hållaravstånd 20 mm
- 2. raden: 14 pipetter à 25 ml, avstånd mellan slår 26 mm
- 3. raden: 14 pipetter à 10 ml, avstånd mellan slår 26 mm
- Utan hållaranordning för magnetlist för autom. insats-igenkänning

EAN: 4002514087061 / Materialnummer: 06727910 / Gamla materialnummer: 69540402D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal rader	3
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	38
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, bruttohöjd i mm	500
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	5,70
Bruttovikt i kg	7,40