

E 405/1

Insats

för optimal placering av upp till 38 pipetter, anslutning för varmluftstorkning.



- Passar för 38 pipetter i 3 rader
- 1. raden: 10 pipetter à 100 ml (u. t. 550 mm), hållaravstånd 20 mm
- 2. raden: 14 pipetter à 25 ml, avstånd mellan slår 26 mm
- 3. raden: 14 pipetter à 10 ml, avstånd mellan slår 26 mm
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmkontroll

EAN: 4002514087078 / Materialnummer: 06727920 / Gamla materialnummer: 69540502D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal rader	3
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipetter [antal]	38
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	517
Ytermått, bruttohöjd i mm	500
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttodjup i mm	530
Nettovikt i kg	6,20
Bruttovikt i kg	8,10