

E 901/2

Insats

för optimal placering av trådkorgar/skålar och ihåliga instrument.



- Utrustad med 3 inbyggda spolarmar
- Lastningskapaciteten för de enskilda planen skiljer sig åt
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514219882 / Materialnummer: 06893870 / Gamla materialnummer: 69590103D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Vagnar för MIC-instrument	•
Insats för skålar	•
Insats för trådkorgar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	12
SPRI-trådkorgar [antal]	4
Ihåliga instrument [antal]	8
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	590
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutt höjd i mm	720
Ytermått, bruttbredd i mm	830
Ytermått, bruttdjup i mm	780
Nettovikt i kg	26,50
Bruttovikt i kg	30,00
Bipack	
E 362 Blindskruv [antal]	3
E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	2
E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	2
E 980 Vinkeladapter [antal]	3
Injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	4
Injektordysa Ø 4 mm, längd 120 mm, med klämfjäder [antal]	3
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1