

E 139/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 200 mm.

EAN: 4002514231082 / Materialnummer: 06907660 / Gamla materialnummer: 69513902D



- Passar för reagensglas med storlek upp till 12 x 200 mm
- Uppdelad i 6 ytor
- Maskvidd 9 x 9 mm
- Kan placeras i underkorg
- Inklusive lock A 13

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	6
Användningsområde	
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	243
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, bruttohöjd i mm	245
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttodjup i mm	265
Nettovikt i kg	1,26
Bruttovikt i kg	1,29
Bipack	
A 13 Lock [antal]	1