

DOS K 60

Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.



- Doseringsövervakning – hög processsäkerhet enligt DIN EN ISO 15883
- För dosering av flytande rengöringsmedel
- 300 mm suglans för behållare på 5-10 liter
- Ombyggnadssats suglans för behållare 10-30 finns som tillbehör
- Dosering upp till 120 Milliliter ml/60 sekunder

EAN: 4002514254890 / Materialnummer: 06940330 / Gamla materialnummer: 69747008D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Matningshastighet i ml/60 sek	120
Suglansens längd i mm	333
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	230-240
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,02
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	118
Ytermått, nettobredd i mm	235
Ytermått, nettodjup i mm	115
Ytermått, bruttohöjd i mm	290
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttodjup i mm	420
Nettovikt i kg	2,45
Bruttovikt i kg	2,70