

PG 8597

Pendelavhårdare

Regenerativ avhårdare, för kontinuerlig avtappning av mjukt vatten upp till 40° dH.

EAN: 4002514256283 / Materialnummer: 06943120 / Gamla materialnummer: 69859701D



- Fristående maskin med hjul, plastbeklädnad
- Prestanda: kontinuerligt 19 l/min., max. 30 l/min.
- 2 behållare med vardera 4,5 l harts, 1 behållare för 20 kg salt
- Fristående maskin med hjul, iplockning uppifrån
- kontinuerligt 19 l/min., maximalt 30 l/min.
- 1 behållare för 20 kg salt, 2 behållare för 4,5 liter harts
- Mängdstyrt tvåkammerssystem, strömlös drift
- Mängdstyrt tvåkammerssystem, strömlös drift
- Maskinen har en vattenanslutning

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, tank	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	570
Ytermått, nettobredd i mm	360
Ytermått, nettodjup i mm	360
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	375
Ytermått, bruttdjup i mm	380
Nettovikt i kg	19,00
Bruttovikt i kg	26,70