

E 907/1

Korg

för optimal placering av diverse instrument med små delar.

EAN: 4002514256320 / Materialnummer: 06943820 / Gamla materialnummer: 69590702D



- Med lock för smådelar
- Maskvidd 3 x 1 mm
- Krok för ihakning i E 905/1 och E 903/1

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	48
Ytermått, nettobredd i mm	129
Ytermått, nettodjup i mm	170
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	155
Ytermått, bruttdjup i mm	230
Nettovikt i kg	0,30
Bruttovikt i kg	0,37