

E 907/1

Korg

för optimal placering av diverse instrument med små delar.



- Med lock för smådelar
- Maskvidd 3 x 1 mm
- Krok för ihakning i E 905/1 och E 903/1

EAN: 4002514256320 / Materialnummer: 06943820 / Gamla materialnummer: 69590702D

| Produkttillhörighet | |
|--|----------------|
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| Produktkategori | |
| Trådkorg | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 48 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 129 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 170 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 70 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 155 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 230 |
| Nettovikt i kg | 0,30 |
| Bruttovikt i kg | 0,37 |