

E 911/3

Insats

för optimal placering av 4 DIN-containrar med lock.



- Containerstorlek 300 x 300 x 600 mm
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514257969 / Materialnummer: 06943850 / Gamla materialnummer: 69591104D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för behållare	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av containrar	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-containrar, höjd 30 cm [antal]	4
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	455
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	700
Ytermått, bruttbredd i mm	800
Ytermått, bruttodjup i mm	1200
Nettovikt i kg	18,00
Bruttovikt i kg	28,00
<b>Bipack</b>	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1