

E 792

Silikonslang med anslutning
för anslutning till Luer Lock-kopplingar av hontyp.



- Med anslutning till Luer Lock av hantyp
- Längd 160 mm
- 4 silikonslangar per förpackningsenhet

EAN: 4002514283029 / Materialnummer: 06989160 / Gamla materialnummer: 69779201D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Transparent
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	160
Ytermått, bruttohöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	260
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	1,00