


E 949

Tillbehör

för optimal placering av 8 intramedullära spikar eller borrar.



- Utrustad med 8 hållare för intramedullära spikar*
- Utrustad med 6 förlängningshylsor för intramedullära borrar**

* Hållarna är förmonterade.

** Förlängningshylsorna är löst bifogade.

EAN: 4002514312040 / Materialnummer: 07025320 / Gamla materialnummer: 69594901D

| | |
|--|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av ortopediska OP-instrument | • |
| Kapacitet | |
| Intramedullära borrar [antal] | 8 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 115 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 352 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 558 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 290 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 530 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 560 |
| Nettovikt i kg | 35,00 |
| Bruttovikt i kg | 45,00 |