

E 703/1

Modul

för optimal placering av upp till 7 ihåliga instrument.



- Injektormodul för vagn E 525/2 och E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materialnummer: 07025350 / Gamla materialnummer: 69570302D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7824	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av ihåliga instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Ihåliga instrument [antal]	7
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	170
Ytermått, nettobredd i mm	80
Ytermått, nettodjup i mm	555
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	650
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,00
<b>Bipack</b>	
E 362 Blindskruv [antal]	3
E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	1
E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	2
E 980 Vinkeladapter [antal]	3
Injektordysa Ø 4 mm, längd 110 mm [antal]	3
Injektordysa Ø 4 mm, längd 120 mm, med klämfjäder [antal]	3