


E 705/2

Insats

för optimal placering av MIC-instrument med längd upp till 600 mm.



- Upp till 42 ihåliga instrument kan placeras
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)
- Lastningshöjden för de 3 planen skiljer sig åt

EAN: 4002514313399 / Materialnummer: 07029810 / Gamla materialnummer: 69570503D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
Produktkategori	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Kapacitet	
Ihåliga instrument [antal]	42
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	530
Yttermått, nettobredd i mm	670
Yttermått, nettodjup i mm	600
Yttermått, bruttohöjd i mm	550
Yttermått, bruttbredd i mm	640
Yttermått, bruttdjup i mm	650
Nettovikt i kg	12,50
Bruttovikt i kg	14,60
Bipack	
E 336 Spolhylsa MIBO, Ø 11 mm, längd 121 mm [antal]	3
E 362 Blindskruv [antal]	2
E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal]	15
E 443 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 10 mm [antal]	5
E 444 Trumma för kalljuskabel/sugslangar [antal]	1
E 445 – 12 hättor för spolhylsa E 442, öppning med Ø 6 mm [antal]	1
E 446 – 12 hättor för spolhylsa E 443, öppning med Ø 10 mm [antal]	1
E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hontyp [antal]	3
E 448 Silikonslang med Luer lock-adapter av hontyp [antal]	6
E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hontyp [antal]	5
E 451 Insats 1/6 trådkorg [antal]	1
E 452 Injektordysa 2,5 x 60 mm [antal]	3
E 453 Injektordysa 4 x 110 mm med hållarkiämma [antal]	8
E 454 Injektordysa för trokarhyllor 10–15 mm [antal]	6
E 456 Öppningsfjäder för MIC-instrument [antal]	4
E 464 Hållare för injektordysa E 454 [antal]	3
E 472 Klämfjäder för injektordysor Ø 4 mm [antal]	2

E 705/2

Insats

för optimal placering av MIC-instrument med längd upp till 600 mm.



EAN: 4002514313399 / Materialnummer: 07029810 / Gamla materialnummer: 69570503D

2 m silikon slang \varnothing 5 mm

Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan
magneter) [antal]

•

1