

E 909

Insats

för idealisk placering av upp till 1-2 MIC-satser och trådkorgar i modulsystemet.



- Plan 1-3 fritt för placering av trådkorgar, t.ex. E 142
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514432809 / Materialnummer: 07201500 / Gamla materialnummer: 69590901D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagn med anslutning för varmluftstorkning	•
Vagnar för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	9
SPRI-trådkorgar [antal]	3
MIC-satser [antal]	1-2
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	698
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutt höjd i mm	720
Ytermått, bruttbredd i mm	830
Ytermått, bruttdjup i mm	780
Nettovikt i kg	26,50
Bruttovikt i kg	30,00
Bipack	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1