

E 478/1

Hållare

för optimal rengöring av 4 kanyler med trångt lumen (Sautter-kanyler).



- Utrustad med filterplatta av rostfritt stål

EAN: 4002514496948 / Materialnummer: 07292920 / Gamla materialnummer: 69747802D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Kapacitet	
Ihåliga instrument [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	95
Ytermått, bruttodjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,19
Bruttovikt i kg	0,23