

E 926

Tillbehör

för optimal placering av långa MIC-instrument.



- För placering av upp till 13 ihåliga instrument

EAN: 4002514504353 / Materialnummer: 07297050 / Gamla materialnummer: 69592601D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Tillbehör för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Kapacitet	
Ihåliga instrument [antal]	13
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	40
Ytermått, nettobredd i mm	568
Ytermått, nettodjup i mm	510
Ytermått, bruttohöjd i mm	280
Ytermått, bruttbredd i mm	580
Ytermått, bruttdjup i mm	630
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	2,60
Bipack	
E 336 Spolhylsa MIBO, Ø 11 mm, längd 121 mm [antal]	3
E 362 Blindskruv [antal]	2
E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal]	5
E 443 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 10 mm [antal]	3
E 448 Silikonslang med Luer lock-adaptör av hontyp [antal]	2
E 454 Injektordysa för trokarhyllsor 10–15 mm [antal]	1
E 456 Öppningsfjäder för MIC-instrument [antal]	2
E 464 Hållare för injektordysa E 454 [antal]	1