


KFR 10061

Flaskhylla

för en säker och platsbesparande förvaring av flaskor i kylskåpet.

EAN: 4002514522289 / Materialnummer: 07316080 /
Gamla materialnummer: 38991061EU1



- Passar för alla fristående kylskåp och kyl/frys-kombinationer.
- K 10.000 och 20.000 utan PerfectFresh-Zone och 60 cm breda
- För horisontell och stabil lagring av t.ex. vin
- Kan användas på olika nivåer
- För upp till 9 flaskor, beroende på storlek och form