


KFR 10067

Flaskhylla

för en säker och platsbesparande förvaring av flaskor i kylskåpet.

EAN: 4002514522296 / Materialnummer: 07316090 /  
Gamla materialnummer: 38991067EU1



- För horisontell och stabil lagring av t.ex. vin
- Kan användas på olika nivåer
- Passar för alla fristående kylskåp och kyl/frys-kombinationer.
- K 10.000 med PerfectFresh-zon och en bredd på 60 cm
- För upp till 9 flaskor, beroende på storlek och form