

O 191/2  
Överkorg  
för optimal placering av korgar.



- Lastningshöjd: 115 +/- 20 mm
- Lastningsbredd: 480 mm
- lastningsdjup: 450 mm
- Med inbyggd magnetpolarm ovanför korgen
- Magnet för användning av spolarmssensorik hos PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materialnummer: 07333060 / Gamla materialnummer: 69119102D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	2
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	180
Ytermått, nettobredd i mm	531
Ytermått, nettodjup i mm	475
Ytermått, brutthöjd i mm	540
Ytermått, bruttbredd i mm	270
Ytermått, bruttdjup i mm	525
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,30