


O 167/1

Överkorg

för optimal placering av inläggssulor för OP-skor.



- Passar för 28 inläggssulor
- Med inbyggd magnetpolarm
- Magnet för användning av spolarmssensorik hos PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materialnummer: 07333080 / Gamla materialnummer: 69116703D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Tillbehör för OP-skor	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-skor	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	195
Ytermått, nettobredd i mm	480
Ytermått, nettodjup i mm	475
Ytermått, brutthöjd i mm	210
Ytermått, bruttbredd i mm	495
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,23