

E 327/1

Insats

för optimal placering av 4 DIN-trådkorgar.



- Passar för 4 DIN-trådkorgar på 2 plan
- Magnet för användning av spolarmssensorik hos PG 8535, PG 8536
- Med inbyggd magnetpolarm
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmskontroll

EAN: 4002514556239 / Materialnummer: 07333100 / Gamla materialnummer: 69532702D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för trådkorgar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	4
SPRI-trådkorgar [antal]	2
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	410
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	570
Ytermått, brutt höjd i mm	420
Ytermått, bruttbredd i mm	540
Ytermått, bruttdjup i mm	595
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,30