

E 429/1

Insats

för optimal rengöring av mikro-instrument (ögon-OP), för 2-4 OP-satser.



- Med inbyggd magnetspolarm
- Plan 1: t.ex. placering av 4 x insats E441/1 el. 2 x E142/plan
- Plan 2 vänster: 20 anslutningar för ihålliga instrument
- Plan 2 höger: 16 Luer Lock-adaptrar av hantyp, horisontell slang
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmskontroll

EAN: 4002514556253 / Materialnummer: 07333120 / Gamla materialnummer: 69542902D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8535	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn för oftalmologiska instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
OP-satser för mikroinstrument [antal]	2-4
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	520
Ytermått, nettobredd i mm	540
Ytermått, nettodjup i mm	540
Ytermått, bruttohöjd i mm	530
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,30
<b>Bipack</b>	
E 476 Hållare [antal]	1
E 477 Stopp [antal]	1
E 790 Adapter Luer lock, hona mot hona [antal]	8
E 791 Adapter Luer lock, hona mot hane [antal]	8