

E 440/3

Insats

för optimal rengöring av mikro-instrument (ögon-OP), för 4 OP-satser.



- Med inbyggd magnetpolarm
- Plan 1 + 2: t.ex. 4 x E 441/1 eller 2 x E 142 per plan
- Plan 3 vänster: 20 anslutningar för ihåliga instrument
- Plan 3 höger: 16 Luer Lock-adaptrar av hantyp, horisontell slang
- Hållaranordning för ML/2 för igenkänning av vagn/spolarmskontroll

EAN: 4002514556260 / Materialnummer: 07333140 / Gamla materialnummer: 69544004D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagn för oftalmologiska instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Kapacitet	
OP-satser för mikroinstrument [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	502
Ytermått, nettobredd i mm	535
Ytermått, nettodjup i mm	515
Ytermått, bruttohöjd i mm	540
Ytermått, bruttbredd i mm	270
Ytermått, bruttdjup i mm	525
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,30
Bipack	
E 476 Hållare [antal]	1
E 477 Stopp [antal]	1
E 790 Adapter Luer lock, hona mot hona [antal]	8
E 791 Adapter Luer lock, hona mot hane [antal]	8