

E 942/3

Tillbehör

för optimal placering av upp till 116 pipetter.



- Passar för 116 pipetter upp till 580 mm höjd
- Fackstorlek ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materialnummer: 07459390 / Gamla materialnummer: 69594204D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Tillbehör för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	116
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	279
Ytermått, nettobredd i mm	558
Ytermått, nettodjup i mm	352
Ytermått, brutt höjd i mm	420
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	570
Nettovikt i kg	35,00
Bruttovikt i kg	45,00