

E 947/2

Tillbehör

för preparering av t.ex. 88 centrifugeringsrör, vialer eller reagensglas.



- Utrustad med 88 dysor, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materialnummer: 07459430 / Gamla materialnummer: 69594703D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	88
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	170
Ytermått, nettobredd i mm	558
Ytermått, nettodjup i mm	352
Ytermått, brutthöjd i mm	290
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	5,00
Bruttovikt i kg	6,00