

E 521/2

Tillbehör

för optimal placering av 7 extraktions-, käkortopediska eller tekniska tänger.



- Fackstorlek 21 x 80 mm
- Passar även för tänger, till exempel för podiatri

EAN: 4002514616438 / Materialnummer: 07476430 /  
Gamla materialnummer: 68552103D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Mieles stora laboratediskmaskiner, Dental	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats/modul för dentalinstrument	•
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Tänger [antal]	7
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	135
Ytermått, nettobredd i mm	100
Ytermått, nettodjup i mm	189
Ytermått, brutt höjd i mm	120
Ytermått, bruttbredd i mm	175
Ytermått, bruttdjup i mm	220
Nettovikt i kg	0,42
Bruttovikt i kg	0,46